

Equip para vertidos biopeligrosos (NCB3)

Un equipo para derrames biopeligrosos incluye básicamente:

- Una copia del protocolo para la recogida de derrames biopeligrosos.
- Guantes de nitrilo desechables y de diferentes tamaños (verificar su integridad y sustituirlos cada dos años).
- Bata de laboratorio o mono de tipo Tyvek®.
- Gafas con protección lateral o que se ajusten a la cara, o pantalla facial si existe riesgo de grandes salpicaduras.
- Máscaras autofiltrantes FFP3 para derrames de cultivos de agentes de grupo 2 o superior.
- Patucos desechables.
- Material absorbente, tales como toallas de papel, material absorbente granular, etc.
- Una solución desinfectante adecuada, como lejía doméstica (1:10) o Virkon 1% en una botella con sistema microdifusor (fecha de preparación inferior a una semana).
- Cubo que se utiliza de contenedor primario del equipo cuando éste no se utiliza.
- Pinzas largas para recoger los cristales rotos, objetos punzantes o cortantes o material absorbente contaminado.
- Contenedor homologado para material punzante o cortante. No es necesario si normalmente existen en las diferentes áreas de la instalación.
- Bolsas resistentes a la autoclave para residuos biopeligrosos.
- Recogedor y escoba.
- Señal de advertencia de derrame biopeligroso.

No todos los materiales desechables se pueden autoclavar o son compatibles con el desinfectante utilizado.